



**FRESENIUS
KABI**

caring for life




LAVASORB®

Gebrauchsfertige Wundspüllösung zur lokalen Anwendung

Effiziente Wundpflege

Gut verträglich

Überzeugende Resultate



LAVASORB®

- Wundreinigung und Lösen von Fibrinbelägen und Verbandresten
- Befeuchten des Wundverbandes und Feuchthalten von Wunden
- Wundspülung bei chirurgischen Eingriffen
- Optimale Haut- und Schleimhautverträglichkeit
- Schmerzfreie Applikation auf dem Wundgebiet
- Farblose Lösung, hinterlässt keine Flecken auf Haut, Wundverband und Textilien



Bestellinformationen

| Produkt | | Bestelleinheit | Artikel-Nr. |
|-----------|---------|----------------|-------------|
| LAVASORB® | 250 ml | 12 | B231513V |
| LAVASORB® | 1000 ml | 6 | B231515 |

Produktinformationen

Zusammensetzung 1 Liter enthält

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|------------|
| Polyhexandium | 0,40 g | Kaliumchlorid | 0,30 g |
| Macrogolum 4000 | 0,02 g | Gereinigtes Wasser | ad 1 Liter |
| Natriumchlorid | 8,60 g | Theoretische Osmolarität | 309 mosm/l |
| Calciumchlorid Dihydrat | 0,33 g | pH | 5,0-7,0 |

Polyhexanid als Konservierungsmittel verhindert das Wachstum von Bakterien und Pilzen in der Lösung.

Macrogol dient zur Optimierung der Befeuchtung der Wundoberfläche durch Reduzierung der Oberflächenspannung.

Haltbarkeit/Lagerung

2 Jahre (siehe Verfalldatum auf Gebinde)

Aufbrauchfrist nach erster Öffnung der Flasche: 6 Wochen

Bei Raumtemperatur (< 25°C) im verschlossenen Behältnis aufbewahren

Spüllösungen sind Medizinprodukte und keine Arzneimittel, deshalb dürfen sie nicht infundiert werden.

Die mit ® gekennzeichneten Zeichen/Namen sind in ausgewählten Ländern eingetragene Marken der Fresenius Gruppe.