



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Urinauffangbeutel

5 l Beutelvolumen

Harndrainagesystem für die
postoperative Dauerspülung

Wahlweise mit Pumpball
zum Freispülen von Koageln
ohne Diskonnektion

Mit Tropfkammer

Mit Spezialfilter

Urinauffangbeutel



Wahlweise auch mit Pumpball erhältlich (zum Freispülen von Koageln ohne Diskonnektion)




Schlauchlänge 1,30 m



Spezialfilter für einen bakterienfreien Gasaustausch



Tropfkammer garantiert genaueste Spülkontrolle und reduziert die Gefahr eines Rückstaus in die Harnblase



Einhand-Schiebeventil zur hygienischen Entleerung des Beutels



Bestellinformationen

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN
Urinauffangbeutel 5 l	35 x 1	Stück	2893002	13332821
Urinauffangbeutel 5 l mit Pumpball	25 x 1	Stück	2880102	13332809

*Verpackungseinheit



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Kundenberatung
61346 Bad Homburg
T 0800 / 788 7070
F 06172 / 686 8239
kundenberatung@fresenius-kabi.de
www.fresenius-kabi.de

wir helfen Menschen