


ProNeo

Uma linha específica com maior segurança para nutrição enteral em neonatologia/pediatria.



Conexão confiável e segura

Os produtos ProNeo possuem uma conexão enteral segura (ENFIT) com um design dedicado para benefício de crianças e bebês em unidades de cuidados neonatais e pediátricos. Em conformidade com a ISO 80369-3.



A conexão ProNeo evita qualquer possibilidade de erro entre conexão enteral e não enteral para tornar o manuseio mais fácil e seguro em conformidade com a ISO 80369-3.

ProNeo - Uma conexão confiável e segura para proteger neonatos e crianças





ProNeo

Uma linha específica e segura para nutrição enteral em neonatologia/ pediatria.

Desenvolvido para aumentar a segurança em unidades de cuidados neonatais e pediátricos

Os produtos ProNeo são projetados para evitar possíveis erros de conexão, como contato com sistemas intravenosos. Portanto, a Fresenius Kabi participou (junto com outros fornecedores de dispositivos de alimentação enteral) no desenvolvimento de um novo padrão ISO para conectores de pequeno diâmetro (ISO: 80369-3), denominado ENFit.

A linha de produtos ProNeo oferece:

Os produtos ProNeo são projetados para evitar possíveis erros de conexão, como conexão com sistemas intravenosos. Portanto, a Fresenius Kabi participou (junto com outros fornecedores de dispositivos de alimentação enteral) no desenvolvimento de um novo padrão da norma para conectores de pequeno diâmetro (ISO 80369-3), denominado ENFit.

Sondas ProNeo

Material poliuretano - macio e transparente, com superfície delicada para facilitar a passagem/inserção.



Marcações a cada centímetro

- Registro da profundidade de inserção do tubo

Listras radiopacas

- Facilidade de visualização no Raio X

Impressão no tubo

- Facilidade de identificação do tamanho do tubo

Etiqueta do paciente

- Documentação da fixação do tubo

Adesivo de fixação

- Para pele sensível

Quatro tamanhos

- 4 FR, 5 FR, 6 FR e 8 FR com comprimentos diferentes

Tampas coloridas

- Fácil identificação de tamanhos

Adesivo ProNeo

- Para fixação do tubo na bochecha



Produtos Específicos ProNeo

Conexão segura e dedicada das Seringas ENFit/ProNeo



Extensores ProNeo
Material de poliuretano - macio e transparente

Clamp do tubo

- Evita vazamento durante a preparação/armazenamento
- Extensor de 120 cm para alimentação em bomba
- Extensor de 30 cm para alimentação gravitacional



Seringas ProNeo
Com o conector ENFit

- Reduz o risco de erros de conexão.
- Indicado para gravidade, bolus e bomba de infusão.



Seringas ProNeo
ENFit de baixa dosagem

- Para evitar o volume morto e fornecer medição precisa dedicada para o uso em unidades de cuidados neonatais.
- Tamanhos: 1 ml, 2,5 ml, 5 ml

	Produto	Comprimento do Tubo	Cor da Tampa	Código	Quantidade por Caixa
Sonda Transnasal <small>Sonda ProNeo ENFit Reg. ANVISA: 80145110249</small>	ProNeo Feeding Tube FR 4	40 cm	Verde	7752010	10 x 1
		50 cm		7752022	10 x 1
		70 cm		7752023	10 x 1
	ProNeo Feeding Tube FR 5	40cm	Azul	7752024	10 x 1
		50 cm		7752009	10 x 1
		70 cm		7752026	10 x 1
	ProNeo Feeding Tube FR 6	40cm	Amarelo	7752027	10 x 1
		50 cm		7752008	10 x 1
		70 cm		7752028	10 x 1
		120 cm		7752029	10 x 1
	ProNeo Feeding Tube FR 8	50 cm	Branco	7752030	10 x 1
		60 cm		7752007	10 x 1
Extensor <small>Extensores ProNeo ENFit Reg. ANVISA: 80145110250</small>	ProNeo Extension Set, 30 cm	30 cm	-	7752006	30 x 1
	ProNeo Extension Set, 120 cm	120 cm	-	7752005	30 x 1
Seringa Freka Connect ENFit/ProNeo (baixa dosagem) <small>Reg. ANVISA: 80145119021</small>	Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 1 ml			9000788LDT	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 2.5 ml			9000782LDT	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo LDT, 5 ml			9000783LDT	30 x 1
Seringa Freka Connect ENFit/ProNeo <small>Reg. ANVISA: 80145119021</small>	Freka® Connect ENFit/ProNeo, 10 ml			9000784S	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo, 20 ml			9000785S	30 x 1
	Freka® Connect ENFit/ProNeo, 60 ml			9000786S	30 x 1
	Freka® Connect ENFit, 100 ml			9000787	30 x 1