



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Octavia®

Mit Anstechport und Schraubverschluss

Aqua

NaCl 0.9%

Ringerlösung

Orange, grüne oder blaue Etikette

Ganz einfach unterscheidbar!

Octavia®

- PVC- und latexfrei
- Steril
- Behältnis mit Stopfen und Schraubverschluss
- Geeignet für den direkten Anschluss eines Dornüberleitgerätes
- Farbige Etiketten, somit keine Verwechslungsgefahr
- Ergonomisches Design und gut greifbar



Bestellinformationen

Produkt		Bestelleinheit	Palettenbelegung	Artikel-Nr.	Pharmacode
Aqua	1000 ml	6	510	B230535	7462235
NaCl 0.9%	500 ml*	12	1008	B230551	7784534
	1000 ml	6	510	B230564	7462198
Ringerlösung	250 ml	12	1512	B231550	7462206
	1000 ml	6	510	B231558	7462229

* Nur Schraubverschluss ohne Anstechport

Produktinformationen

Aqua Spüllösung

Steriles Aqua ad iniectionem

NaCl 0.9% Spüllösung

Plasmaitone (physiologische) Kochsalzlösung zur internen und externen Anwendung wie Perfusion des extracorporalen Systems bei der Hämodialyse, post-operative Blasen-spülung bei allen urologischen Eingriffen, Spülungen im Magen-Darmtrakt und von Fisteln und Drainagen, auch zur Wundbehandlung und zum Befeuchten von Tüchern und Verbänden. 1 Liter enthält: Natriumchlorid 9.00 g, Na⁺ 154 mmol/l, Cl⁻ 154 mmol/l, theor. Osmolarität 308 mosm/l, pH-Wert 5.0 - 7.0

Ringer Spüllösung

Zum Freispülen und Reinigen des Operationsgebietes und zum Feuchthalten des Gewebes. Zur Wundspülung bei äusseren Traumen und Verbrennungen. Zur Spülung bei diagnostischen Untersuchungen. 1 Liter enthält: Natriumchlorid 8.60 g, Kaliumchlorid 0.30 g, Calciumchlorid 2H₂O 0.33 g, Na⁺ 147.2 mmol/l, K⁺ 4 mmol/l, Ca⁺⁺ 2.25 mmol/l, Cl⁻ 155.7 mmol/l, theor. Osmolarität 309 mosm/l, pH-Wert 5.0 - 7.0

Spüllösungen sind Medizinprodukte und keine Arzneimittel, deshalb dürfen sie nicht infundiert werden.

Die mit ® gekennzeichneten Zeichen/Namen sind in ausgewählten Ländern eingetragene Marken der Fresenius Gruppe.



**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Am Mattenhof 4
6010 Kriens
Telefon 041 552 70 00
www.fresenius-kabi.ch
info.ch@fresenius-kabi.com