



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

freeflex[®] infusjonspose


Infusjonsterapi og legemiddel-
tilberedning



STANDARD
SOLUTIONS



**FRESENIUS
KABI**
caring for life



Sikkert og brukervennlig

Konseptet

Av og til er det de små tingene som gjør livet lettere. Fresenius Kabis infusjonsposer er basert på dette prinsippet. Vi gjør ditt daglige arbeid enklere. Det bidrar til din egen og dine pasienters sikkerhet.

Fresenius Kabis infusjonsposer tilbyr deg:

- Enkel ergonomisk håndtering
- Bredt produktsortiment
- Økt sikkerhet for helsepersonell og pasienter



Egenskapene du har behov for

Ved infusjonsterapi og legemiddeltilberedning er enkle og sikre arbeidsrutiner viktige. Fresenius Kabis infusionspose **freeflex**[®] er en kombinasjon av vel gjennomtenkt portdesign og materialvalg, som gir deg egenskapene du har behov for fra en infusionspose: Sikkerhet og brukervennlighet.

Sikkerhet

- Dryppfrie porter forhindrer lekkasje
- Avstivet tilsetningsport for å forhindre stikkskader
- Sterilisert med overpose - steril innerpose
- Minimalt med luft i 500 og 1000 ml posene gjør den velegnet til overtrykksinfusjon
- Mulighet for flere stikk i tilsetningsporten uten at membranen lekker
- Kan enkelt åpnes aseptisk
- Kompatibel med over 100 legemidler
- Helt fri for PVC, DEHP, lateks og mykgjørere

Brukervennlighet

- Ulik portdesign for enkel identifisering av tilsetnings- og infusjonsport
- Forseglede og sterile porter - desinfeksjon unødvendig ved førstegangs bruk
- God avstand mellom portene bidrar til bedre ergonomisk håndtering
- Enkelt å åpne overposen med og uten hansker pga. gripevennlige fliker i hjørnene





freeflex

500 ml






E NaCl 0,9

Isotonische
Natriumchlorid-
Lösung
Freemius
KABI

FREMIUS
KABI

Freemius Kabi
Dachverband Kabi
Karl Schmidstr. 10
D-85384 Eching

Egenskaper og tilbehør

STØRRELSER				
50 ml	100 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
				
+105 ml	+65 ml	+100 ml	+130 ml	+150 ml
TILSETNINGSKAPASITET				




Overføringsadapter
For sikker og
enkel legemiddel-
tilberedning



Beskyttelseshette
For å ivareta
sikkerheten ved
å vise at alle
tilsetninger er gjort







**FRESENIUS
KABI**
caring for life

Fresenius Kabi Norge AS
Postboks 4646 Nydalen, 0405 Oslo
Telefon: +47 22 58 80 00
markedsavdelingen@fresenius-kabi.com
www.fresenius-kabi.com/no