



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Microspol® spyleampulle

Skyllevæsker

For skylling av småsår, nese og øyne

Også egnet til skylling/spyling av instrumenter og fukting av kompresser

Ampullens ovale utforming muliggjør en kontrollert spyling

Lateks-, PVC- og DEHP-fri

Microspol spyleampulle

Skyllevæsker



Sortiment

Varenr.	Varenavn	Pakning
936908	Natriumklorid 9 mg/ml	20 x 30 ml

Egenskaper

- Ampullens ovale utforming muliggjør en kontrollert spyling
- Med konkav spiss for kontrollert og presis stråle
- Lateks-, PVC- og DEHP-fri

Tiltenkt bruk

- For skylling av småsår, nese og øyne
- Også egnet til skylling/spyling av instrumenter og fukting av kompresser
- Steril, skal benyttes umiddelbart etter anbrudd
- Til engangsbruk

