



AmiCORE

Sistema de Aférese

Projetado para o
doador e o operador.

Fácil de operar.

Gerenciamento de doadores aprimorado.

Adição automatizada de solução aditiva
de plaquetas (PAS).

Software DXT com comunicação
bidirecional

Leitura de tubos de amostras

SIMPLES E INTELIGENTE

Simplifica cada etapa do processo de coleta de plaquetas, permitindo que os operadores tenham mais tempo para se concentrar nos doadores.

- **A leitura do tubo de amostra** simplifica a produtividade do processo de doação.
- Suporte de bandeja **SmartRoute**, um único cassete, guias dos tubos e tubos com código de cores.
- **Centrífuga** na altura ideal para agilizar a instalação do kit.
- **Sistema intuitivo para o usuário.**
- **Balanças** para monitoramento preciso do volume dos fluidos.
- **Acesso sem uso de ferramentas** para agilizar e facilitar a manutenção de rotina.

DXT
Avançando
a Eficiência



Monitoramento inteligente do procedimento

- O **processo automático** de leucorredução fornece plaquetas leucorreduzidas sem a etapa de filtração adicional.
- A **adição automatizada** de Solução Aditiva de Plaquetas (PAS) simplifica os procedimentos.
- A **precisão da estimativa de contagem de plaquetas** pós procedimento, permite a seleção de rendimento do produto garantindo a segurança do doador.



O recurso aprimorado da ferramenta de gerenciamento, oferece a possibilidade de escolher uma ampla gama de doadores sem comprometer sua frequência de doação e seu possível recrutamento.

- O **Prime com solução salina e a Infusão de salina** substituem a necessidade de fluídos durante a doação.
- O **controle inteligente de fluxo (IFC)** estabelece automaticamente as taxas de fluxo do doador.
- O **controle numérico do fluxo** e o monitoramento da pressão em tempo real ajudam a proteger a veia do doador e a manter o conforto.
- O **cuff de pressão integrado** alerta os doadores a apertar a mão durante o ciclo de coleta e a relaxar durante o ciclo de retorno e suporta taxas ideais de fluxo de sangue.
- As **luzes indicadoras mostram** ao doador o progresso do procedimento.
- O **temporizador de desinfecção** permite que os operadores definam um tempo de desinfecção para o local da punção venosa de forma consistente e minimiza a preocupação com contaminação bacteriana.



Sistema de Aférese **AmiCORE**

Reg. Anvisa: 10154450212

DXT - Comunicação Bidirecional

- A **programação automática dos parâmetros do doador** simplifica a produtividade do seu processo de doação.
- Fornece **insights para aumentar a coleta de componentes** e a utilização do sistema de aférese.
- **Documentação automática do registro dos procedimentos** com um sistema de computador externo para ajudar a reduzir os erros de digitação.



Informações para pedido

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
6R8800	Sistema de Aférese AmiCORE 6R8800
6112837995S	Suporte da seladora
61128367715	Leitor de código de barras
61128369695	Suporte do leitor de código de barras
61128380125	Suporte do leitor de código de barras - modo de apresentação
6112837998S	Suporte do cuff de pressão
X659830	USB DXT X659830 (USB)
X6S9850	Licença e certificado do DXT
X6S9850	Leitura de tubos de amostras

Consulte o Manual do Operador do AmiCORE para obter uma lista completa de avisos e precauções associados ao uso do dispositivo

Essa marca representa conformidade com os requisitos de marcação CE aplicáveis para Dispositivos Médicos.

