




# Tubulures pour nutrition entérale **Amika®**

Vue d'ensemble des tubulures pour pompes à nutrition entérale ENFit et Universal


Copyright © 2024 Fresenius Kabi AG. Reproduction et distribution - uniquement sur autorisation écrite préalable



# Vue d'ensemble des tubulures pour pompes à nutrition entérale ENFit et Universal



Amika<sup>+</sup>



Sac GraviSet, ENFit (7751938)



Rallonge de tubulure pour alimentation entérale (7755693)

	EasyBag		VarioLine		Sac		Sac Mobile	
CODE PRODUIT	7751907	7751900	7751909	7751919*	7751715T	7751914*	7751913	7751906
<b>EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE</b>								
Perforateur ENPlus	●	●	●	●				
Adaptateur de bouteille VarioLine			●	●				
Sac rattaché					●	●	●	●
<b>COMPOSANTS DE LIGNE</b>								
Chambre compte-gouttes	●	●	●	●	●	●		
Pince à roulette							●	●
Port d'injection de médicaments ENFit	●	●	●	●	●	●	●	●
Cover on medication port				●		●		
<b>EXTRÉMITÉ INFÉRIEURE</b>								
Raccords universels (adaptateur pour ENlock et Luerlock)	●		●		●		●	
Raccord ENFit	●	●	●		●		●	●
Raccord ENFit avec couvercle				●		●		
Longueur de la tubulure (cm)	250	250	250	250	250	250	242	242
Longueur entre le port d'injection de méd. et l'extrémité inférieure (cm)	40	40	40	40	40	40	40	40

Fabrication sans DEHP \*Tubulure de pompe avec couvercle transparent sur le raccord d'extrémité inférieure ENFit et couvercle avec sangle attachée sur le port d'injection de médicaments ENFit