

Agilia[®] SP PCA WiFi CA

Pompe à seringue pour analgésie contrôlée par le patient (PCA)






Agilia SP PCA WiFi CA

pour analgésie contrôlée par le patient

4 modes PCA pour répondre à une variété de situations cliniques



Pompe à perfusion verrouillable pour l'auto-administration d'analgésiques IV



Facile à utiliser

- Aperçu détaillé de l'historique accessible pour passer en revue les événements
- Flux de travail intuitif à l'aide d'un menu simple
- Dose de charge et bolus soignant faciles à configurer
- Surveillance en un coup d'œil
- Personnalisez les paramètres en fonction de votre pratique clinique à l'aide des limites de sécurité configurables telles que dose bolus, temps de verrouillage, dose cumulative, et bien d'autres encore
- Permet d'utiliser n'importe quelle seringue non propriétaire compatible (de 5 à 60 mL); consulter le Mode d'emploi pour connaître la liste des seringues approuvées.
- Fonctionnement WiFi facilitant les mises à jour sans fil et avec efficacité de la bibliothèque de médicaments



Sécurité avant tout

- Protection optimale de la seringue grâce au verrouillage à clé
- Possibilité de verrouiller la pompe à la tige à soluté
- Protection du clavier par mot de passe
- Utilisable également en mode perfusion générale avec les mêmes protections matérielles et logicielles sécurisées



Manette ergonomique

- Forme et dimensions confortables pour votre patient
- Indicateur lumineux facilitant le repérage de la manette patient
- Voyant clignotant pour confirmer la demande de bolus PCA
- Compartiment intelligent de rangement de la manette patient

Gamme complète de pompes à perfusion connectées

Pompe à grand volume (volumétrique)



Agilia VP MC
WiFi CA

Pompe à seringue



Agilia SP MC
WiFi CA

Pompe à analgésie contrôlée par le patient (PCA)



Agilia SP PCA
WiFi CA