

Le 10 décembre 2021

## Héparine sodique injectable, USP à 10 000 unités USP/mL, en fioles DU, 0,5 mL

### Avis de rupture de stock & changement de codes

Madame, Monsieur,

Au nom de Fresenius Kabi Canada Ltée, j'ai le regret de vous aviser qu'en raison d'un retard d'expédition, nous allons éprouver une interruption d'approvisionnement qui va toucher notre préparation d'**Héparine sodique injectable, USP à 10 000 unités USP/mL en fioles DU de 0,5 mL**, du 15 décembre 2021 au 21 décembre 2021.

DIN	Code produit Fresenius Kabi	Code produit MPD	Description du produit	Date estimative d'épuisement des stocks	Date estimative de disponibilité
02392453	C504301	966964	<b>Héparine sodique injectable, USP 10 000 unités USP/mL, fioles DM de 0,5 mL</b>	15 déc. 2021*	21 déc. 2021

\* Veuillez noter que les dates d'épuisement des stocks vont varier selon les régions; prière de vérifier les disponibilités auprès du centre de distribution desservant votre localité.

Notre préparation d'**Héparine sodique injectable, USP à 10 000 unités USP/mL en fioles DM de 1 mL** sera disponible en guise de substitut :

DIN	Code produit Fresenius Kabi	Code produit MPD	Description du produit
02264307	C504801	936339	Héparine sodique pour injection, USP 10 000 unités USP/mL, fioles DM, 1 mL





À compter du 21 décembre 2021, le code produit de notre préparation d'**Héparine sodique injectable, USP à 10 000 unités USP/mL en fioles DM de 0,5 mL** (C504701) sera remplacé par un nouveau code. Les modifications suivantes ont été adoptées :

- **Code produit** : Le nouveau code produit est présenté dans le tableau ci-dessous.
- **Étiquetage** : L'étiquetage du plateau et de la fiole a été mis à jour pour inclure la nouvelle image de la marque Fresenius Kabi Canada et refléter les exigences d'un langage clair en matière d'étiquetage. Un aperçu plus détaillé de l'étiquetage actuel par rapport au « nouvel étiquetage » est présenté à la page suivante de cette lettre.

La formulation du produit ne change en rien, celle-ci demeurant sans agent de conservation.

DIN	Description du produit	Code produit actuel	NOUVEAU code produit	Codes CUP actuels	NOUVEAUX codes CUP	NOUVEAU code MPD	NOUVEAU code McKesson	Date de disponibilité
02392453	<b>Héparine sodique injectable, USP, 10 000 unités USP/mL, fioles DU, 0,5 mL</b>	C504301	<b>C504313</b>	Fiole : 629336000975 Plateau : 629336000982	Fiole : 629336004928 Plateau : 629336004935	976349	168721	21 déc. 2021

**Modifications apportées au produit :**

Étiquette actuelle	NOUVELLE étiquette
<p><b>Fiolle</b></p>  <p>0.5 mL DIN 02392453 C504301 Preservative free <b>Heparin</b> Sodium Injection, USP <b>5 000</b> USP units/0.5 mL Sterile Single-dose Vial For IV or SC Use Fresenius Kabi Canada Ltd. M9W 0C8, 1-877-821-7724 402777D LOT: EXP: 6/29/2020</p>	<p><b>Fiolle</b></p>  <p>0.5 mL DIN 02392453 C504313 <b>Heparin Sodium</b> <b>Injection, USP</b> <b>5000 USP units / 0.5 mL</b> IV or SC use. See insert. Fresenius Kabi Canada Ltd. LOT EXP 6/29/2020</p>
<p><b>Plateau</b></p>  <p>25 x 0.5 mL DIN 02392453 C504301 Preservative Free <b>Heparin</b> Sodium Injection, USP <b>5 000</b> USP units/0.5 mL Sterile/Sterile for Intravenous or Subcutaneous Use Pour usage intraveineux ou sous-cutané Anticoagulant Single-dose vial/Fiole à dose unique. Discard unused portion./Jeter toute portion inutilisée. Each mL contains: heparin 10 000 USP units with Water for Injection q.s. Hydrochloric acid and/or sodium hydroxide may have been added for pH adjustment. Porcine intestinal mucosa origin. 1 000 units of heparin is neutralized by approximately 10 mg protamine sulfate. Store between 15 and 30°C. Protect from freezing. See package insert for detailed information. Fresenius Kabi Canada Ltd. Toronto, ON M9W 0C8 1-877-821-7724 42933D 6/29/2020</p>	<p><b>Plateau</b></p>  <p>25 x 0.5 mL DIN 02392453 C504313 Latex free stopper <b>Heparin Sodium</b> <b>Injection, USP</b> <b>5000 USP units / 0.5 mL</b> Sterile Solution Stérile For Intravenous (IV) or Subcutaneous (SC) use. Single use. Discard unused portion. Anticoagulant. Preservative free. Each mL: heparin 10 000 USP units. Porcine intestinal mucosa origin. 1000 units of heparin is neutralized by approximately 10 mg of protamine sulfate. Dosage and Administration: See insert. Store at 15 °C to 30 °C. Do NOT freeze. Questions or concerns? Fresenius Kabi Canada Ltd. M9W 0C8, 1-877-821-7724 42559 6/29/2020</p>
<p><b>Couleur du capuchon :</b> rouge <b>Contenance de la fiole :</b> 2 CC <b>Couleur de la fiole :</b> Silex/« Flint » (transparent) (fioles en verre)</p>	<p><b>Couleur du capuchon :</b> vert <b>Contenance de la fiole :</b> 2 CC <b>Couleur de la fiole :</b> Silex/« Flint » (transparent) (fioles en verre)</p>

Nous reconnaissons les difficultés et inconvénients que cette situation d'interruption d'approvisionnement peut vous causer, et vous remercions de votre patience et de votre compréhension à cet égard.

Si vous avez la moindre question ou préoccupation, n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant aux ventes.

Cordialement,



George Shamsoun  
Directeur adjoint – Marketing, Médicaments injectables  
[george.shamsoun@fresenius-kabi.com](mailto:george.shamsoun@fresenius-kabi.com)