

Le 7 avril 2022

## **Héparine sodique injectable, USP à 10 000 unités USP/MI, fioles DU de 0,5 mL** **Avis de disponibilité**

Madame, Monsieur,

Fresenius Kabi Canada a le plaisir de vous informer que la préparation d'**Héparine sodique injectable, USP à 10 000 unités USP/mL en fioles DU de 0,5 mL** sera disponible dans tous les centres de distribution d'ici le **8 avril 2022**.

Une fois disponible, ce produit sera placé sous allocation. Les clients contractuels se verront attribuer **100 % de leurs volumes mensuels moyens historiques**.

DIN	Code produit Fresenius Kabi	Code produit MPD	Code produit McKesson	Description du produit	Date de disponibilité
02392453	C504313	966964	168721	Héparine sodique injectable, USP 10 000 unités USP/mL, fioles DM de 0,5 mL	Dans tous les centres de distribution d'ici le : <b>8 avril 2022</b>

Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension au cours de notre interruption d'approvisionnement; n'hésitez pas à communiquer avec votre représentant aux ventes si vous avez la moindre question ou préoccupation.

Cordialement,



George Shamsoun  
Directeur adjoint – Marketing, Médicaments injectables  
[george.shamsoun@fresenius-kabi.com](mailto:george.shamsoun@fresenius-kabi.com)